

EPSA[®] *safety first*

**CATÉTER PARA
URETEROCUTANEOSTOMÍA**

CATÉTER PARA URETEROCUTANEOSTOMÍA

CÓDIGO: 9401 (26 cm) – 9402 (32 cm)

1 catéter de PUR, flexible, multifenestrado, con aletas de anclaje antiperistáltico, y disco para fijación a piel

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.



Medidas

3,5 / 4,2 mm

Longitud: 26 cm. / 32 cm.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Catéter para Ureterocutaneostomía es un dispositivo terapéutico destinado a calibrar el sector terminal de una ureterocutaneostomía.

(Ureterocutaneostomía: procedimiento quirúrgico consistente en una comunicación del uréter con el exterior a través de un orificio cutáneo).

Está indicado en aquellos pacientes en los cuales un proceso patológico maligno avanzado (tumores vesicales, prostáticos o rectales con crecimiento infiltrativo) no permite el restablecimiento del tránsito urinario, o una corta expectativa de vida no justifica la realización de procedimientos derivativos internos (creación de reservorio o neo-vejiga, etc.).

