

EPSA[®] *safety first*

**EQUIPO DE DRENAJE
URETERAL SIMPLE “J”**

EQUIPO DE DRENAJE URETERAL SIMPLE “J”


CÓDIGO: 9457

1 catéter de PUR, radiopaco, graduado en cm., extremo renal enrollado en forma cilíndrica, línea longitudinal negra de posicionamiento, Orificios de drenaje en extremo renal enrollado

1 fiador de acero inoxidable, teflonizado

1 pinza de fijación

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.



Medidas

Ch 4,8 / 6,0 / 7,0 / 8,0.

Longitud: 70 cm

Recomendaciones de uso


Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Equipo de Drenaje Ureteral Simple "J" está indicado:

- Para garantizar el drenaje del sistema colector renal y mantener una tutoría del uréter cuando la obstrucción o zona de la cicatriz se encuentra en ese sector del aparato urinario.

Puede ser utilizado después de realizar:

- endopielotomía
- ureterotomía percutánea endoscópica
- ureterolitotomía de cálculos impactados en la parte superior del uréter.



- En la cirugía reconstructiva después de la cistectomía radical.

Se pueden hacer varios tipos de cirugía reconstructiva, dependiendo de la condición médica y preferencias personales:

- Derivación incontinente
- Derivación continente
- Neo-vejiga