

EPSA[®] *safety first*

**SET PARA NEFROSTOMÍA
CON CATÉTER MALECOT**

SET PARA NEFROSTOMÍA CON CATÉTER MALECOT

CÓDIGO: 9689 - 9694 (Presentación sin bandeja)

1 catéter de PUR con línea radiopaca, superficie suave, flexible, extremo renal tipo Malecot, punta cilíndrica con abertura central coaxial. Embudo en extremo proximal. Estilete flexible.

1 set de punción percutánea.

1 fiador de acero inoxidable teflonizado, (punta "J" de seguridad y pieza de rectificación)

1 set de dilatadores, (diámetros progresivos)

1 tubo de conexión con clamp de cierre extremo cónico progresivo hacia catéter, embudo en extremo hacia bolsa colectora.

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.



Medidas

Ch 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Set de Nefrostomía con Catéter Malecot está indicado cuando se realiza una nefrostomía, que consiste en comunicar la vía excretora urinaria con el exterior, a nivel de las cavidades renales, cuando existe una alteración o interrupción del flujo urinario trans ureteral.

La aplicación del catéter de nefrostomía permite:

- descomprimir un sistema obstruido y mantener o mejorar la función renal alterada por la obstrucción ureteral,
- obtener acceso a la pelvis renal para procedimientos radiológicos.

