

EPSA[®] *safety first*

**SONDA FOLEYPLAST, SOFT FOLEYPLAST
Y EXTRA SOFT FOLEYPLAST**

SONDA FOLEYPLAST, SOFT FOLEYPLAST Y EXTRA SOFT FOLEYPLAST

9558	Foleyplast Dufour 30 mL	9532	Soft Foleyplast Couvelaire 30 mL
9533	Soft Foleyplast Dufour 30 mL	9554	Foleyplast Couvelaire 75 mL
9536	Foleyplast Dufour 75 mL	9531	Soft Foleyplast Couvelaire 75 mL
9535	Soft Foleyplast Dufour 75 mL	9580	Foleyplast Mercier 30 mL
9534	Foleyplast Couvelaire 30 mL	9581	Soft Foleyplast Mercier 30 mL
9575	Foleyplast Mercier 75 mL	9539	Soft Foleyplast Mercier 75 mL
9583	Extra Soft Foleyplast Dufour 75mL	9584	Extra Soft Foleyplast Couvelaire 75mL
9585	Extra Soft Foleyplast Mercier 75mL		

SONDA FOLEYPLAST, SOFT FOLEYPLAST Y EXTRA SOFT FOLEYPLAST

1 tubo de PVC de 3 vías, cristal, flexible, (para drenaje postoperatorio) amplia variedad de puntas, tamaño y disposición de orificios distales.


(Dufour, Couvelaire, Mercier)

Válvula para conexión Luer y Luer-lock.

Balón de látex (30 ml. / 75 ml.)

Línea verde longitudinal = FoleyPlast

Línea roja longitudinal = Soft FoleyPlast



ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

Medidas

Ch 16,0 / 18,0 / 20 ,0 / 22,0 / 24,0

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

Las Sondas FoleyPlast, Soft FoleyPlast y Extra Soft FoleyPlast están indicadas en el postoperatorio de:

* Cirugías de la vejiga, tales como:

- cistectomía parcial,
- resección de tumores.
- fulguración de tumores,

* RTU

* Las lesiones asociadas con:

- cirugías ginecológicas
- otros procedimientos urológicos.

