

EPSA[®] *safety first*

**CÁNULA PARA
TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN**

CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN

CÓDIGO: 9722

1 cánula de PVC, curva, flexible, transparente, línea longitudinal opaca a los rayos X, orificio distal pulido, atraumático. Plaqueta de fijación flexible, con conector estándar. Balón de baja presión, balón piloto y válvula de retención.

1 mandril de introducción punta oliva

1 cinta velour con velcro para sujeción al cuello

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO



Medidas

5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5
/ 9,0 / 9,5 / 10,0 mm

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

La Cánula para Traqueostomía con balón, está indicada en pacientes traqueotomizados para permitir el mantenimiento de la función respiratoria, con un adecuado manejo de la vía aérea, en relación con la hidratación, la aspiración de secreciones y maniobras endoscópicas para diagnóstico o tratamiento.

El balón sella la luz traqueal, lo que permite un control adecuado del movimiento de los gases durante la ventilación mecánica y evita el desplazamiento de fluidos y secreciones de la vía aérea superior hacia el árbol bronquial.

