

EPSA[®] *safety first*

**CÁNULA PARA
TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA
Y NEONATAL SIN BALÓN**

CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA Y NEONATAL SIN BALÓN

CODE: 9764 (pedeátrica) 9758(neonatal)

PEDIÁTRICA

1 cánula de PVC, curva, flexible, transparente, línea longitudinal opaca a rayos X, orificio distal pulido, atraumático, Plaqueta de fijación flexible, con conector cónico

1 cinta de tela para sujeción al cuello

ESTERIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO UNICO

NEONATAL

1 cánula de PVC, curva, flexible, transparente, línea longitudinal opaca a rayos X, orificio distal pulido, atraumático.

Plaqueta de fijación flexible, con conector cónico

1 cinta de tela para sujeción al cuello



Medidas

PEDIÁTRICA

3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm

NEONATAL

2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

La Cánula para Traqueostomía Pediátrica y Neonatal sin balón, está indicada en pacientes traqueotomizados para permitir el mantenimiento de la función respiratoria, con un adecuado manejo de la vía aérea, en relación con la hidratación, la aspiración de secreciones y maniobras endoscópicas para diagnóstico o tratamiento.

Se provee en un envase especial de acrílico para su protección durante el almacenamiento.

