

**EPSA<sup>®</sup>** *safety first*

**CÁNULA PARA  
TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN**

# CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN

**CODE: 9751**

1 cánula de PVC, curva, flexible, transparente, línea longitudinal opaca a rayos X, orificio distal pulido, atraumático. Plaqueta de fijación flexible, con conector estándar.

Plaqueta de fijación flexible, con conector cónico

1 mandril de introducción punta oliva

1 cinta velour con velcro para sujeción al cuello

**ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO**



**Medidas**

5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 /  
8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm

## Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

La Cánula para Traqueostomía sin balón, está indicada en pacientes traqueotomizados para permitir el mantenimiento de la función respiratoria, con un adecuado manejo de la vía aérea, en relación con la hidratación, la aspiración de secreciones y maniobras endoscópicas para diagnóstico o tratamiento.

