

EPSA[®] *safety first*

EXTRACTOR DE CÁLCULOS
– CH 1,8 – 2,5

EXTRACTOR DE CÁLCULOS – CH 2,2 – 2,5


CÓDIGO	HILOS	LONGITUD
5907	4	90

Cesta de Nitinol, de 4 hilos, flexible de forma helicoidal, con punta atraumática.

1 vaina de contención para tallo y cesta.

1 mango ergonómico, deslizante, manipulable con una mano.

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.



Medidas

Ch 2,2 / 2,5.

Longitud: 90 cm.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Extractor de Cálculos está indicado para la extracción endoscópica de cálculos en órganos canaliculares, a saber:

- tracto urinario (cavidades renales, uréter, vejiga, uretra).
- biliar (conductos hepáticos, conducto biliar común, conducto cístico, vesícula biliar).
- conducto excretor pancreático.
- conductos excretores de glándulas salivales.

