


EPSA[®] *safety first*

EXTRACTOR DE CÁLCULOS
– CH 3,0 – 5,0

EXTRACTOR DE CÁLCULOS – CH 3,0 – 5,0

- 1 cesta de Nitinol de 3, 4, 5 y 6 hilos, flexible de forma helicoidal, con punta cilíndrica atraumática.
- 1 vaina de contención para tallo y cesta
- 1 pieza en ángulo recto, con conector Luer para inyección de soluciones de lavado o contraste radiopaco
- 1 tapón Luer-lock
- 1 mango ergonómico, deslizable, manejable con una mano



ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

CODE	WIRES	LENGTH	CODE	WIRES	LENGTH
5902	4	75	5940	4	110
5903	5	75	5942	6	110
5904	6	75	5943	4	90
5939	5	110	5944	5	90
			5945	6	90

Medidas

Ch 3,0 / 4,0 / 5,0.

Longitud: 75 / 90 / 110 cm.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Extractor de Cálculos está indicado para la extracción endoscópica de cálculos en órganos canaliculares, a saber:

- tracto urinario (cavidades renales, uréter, vejiga, uretra).
- biliar (conductos hepáticos, conducto biliar común, conducto cístico, vesícula biliar).
- conducto excretor pancreático.
- conductos excretores de glándulas salivales.

