

EPSA[®] *safety first*

**MANDRILES DE INTUBACIÓN
ESCHMANN**

MANDRILES DE INTUBACIÓN ESCHMANN

CÓDIGO: 9230


1 tubo de PVC graduado en cm., con un extremo curvo.

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO

Medidas

2,6 mm x 700 mm.

5,2 mm. x 700 mm.



Recomendaciones de uso

El Mandril de Intubación Eschmann es un dispositivo auxiliar especial para facilitar el procedimiento en caso de una intubación endotraqueal difícil.

Tiene el extremo distal ligeramente curvo, que permite, en la introducción a ciegas, sentir el contacto de la punta del mismo con los anillos traqueales y confirmar su posición dentro de la vía aérea.

