

EPSA[®] *safety first*


SET DE CRICOTOMÍA

SET DE CRICOTOMÍA

CÓDIGO: 5980

- 1 cánula de plástico, corta y recta con alas para sujeción. Conector estándar en extremo proximal.
- 1 trocar con hoja de acero, cortante
- 1 tubo para conexión a equipos de ventilación.
- 1 catéter de succión.
- 1 cinta velour con velcro para sujeción al cuello

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO



Medidas

4,5mm.

Recomendaciones de uso

El Set de Cricotomía está indicado para un acceso rápido a la vía aérea cuando otras maniobras han fallado o no es posible su realización:

- . Obstrucción completa súbita de las vías respiratorias.
- . Obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño refractaria a los intentos de eliminación.
- . Oclusión completa de las vías respiratorias: por lesión en masa (tumor, hematoma y absceso).

- . Edema grave de las vías respiratorias superiores:
 - Anafilaxia.
 - Lesiones por inhalación térmica.
 - Ingestión cáustica.
 - Angioedema.
- . Epiglotitis complicada por compromiso respiratorio severo y/o paro respiratorio.

- . Imposibilidad de realizar la intubación, por:
 - Hemorragia en las vías respiratorias superiores
 - Variantes anatómicas (adquiridas o congénitas).
 - Regurgitación y/o aspiración masiva.
 - Trauma maxilofacial severo (fracturas de la parte media de la cara).

