


**EPSA<sup>®</sup>** *safety first*

**SONDA RECTAL  
CON BALÓN DE LATEX**

## SONDA RECTAL CON BALÓN DE LATEX

CÓDIGO: 9962

1 tubo de PVC, extremo distal redondeado, con orificio lateral para irrigación y aspiración. Balón de látex. Embudo en extremo proximal.



Medidas

8,0 / 10,0 mm

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

## Recomendaciones de uso

La Sonda Rectal con Balón de Látex está indicada con finalidades diagnósticas y terapéuticas para:

- Administración de enemas: de limpieza y preparación para estudios imagenológicos; medicamentosos y antisépticos.
- Administración de medios de contraste para realización de estudios radiológicos.
- Tratamiento de cuadros de obstrucción intestinal con distensión abdominal.
- Reducción de la temperatura corporal.

