

EPSA[®] *safety first*

**TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN
(IZQUIERDO)**


TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN (IZQUIERDO)

CÓDIGO: 9792 / 9784

1 tubo de PVC, dividido por un tabique longitudinal en dos (2) canales (traqueal y bronquial), orificios distales pulidos, atraumáticos.

Conectores estándar semimontados.

Balones de baja presión, delimitados por anillos radiopacos (azul-bronquial / cristal-traqueal) balones piloto y válvulas de retención.



Medidas

Ch 26 / 28 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO

Recomendaciones de uso

El Tubo Bronquial Doble-Lumen está indicado en la intubación anestésica endobronquial selectiva, para cirugía pulmonar y torácica, en la realización de espirometría bronquial que requiera ventilación pulmonar individual y en maniobras de lavado pulmonar.

Su finalidad es regular el pasaje de aire, gases, medicamentos o instrumental diagnóstico y terapéutico, posibilitando un adecuado manejo del sector pleuropulmonar a tratar.

Puede ser usado en:

- Separación pulmonar anatómica
- . Hemoptisis masiva
- . Lavado pulmonar total por proteinosis alveolar pulmonar
- . Secreciones abundantes (ej. bronquiectasias, absceso pulmonar)

- Separación pulmonar fisiológica
- . Lesión parenquimatosa unilateral
- . Aspiración
- . Contusión pulmonar
- . Neumonía
- . Edema pulmonar unilateral
- . Trasplante pulmonar individual (complicaciones postoperatorias)
- . Fístula broncopleurales
- . Broncoespasmo unilateral
- . Enfermedad pulmonar bilateral severa: falla de ventilación convencional