

EPSA[®] *safety first*

**TUBO ENDOTRAQUEAL
ARMFLEX CURVO, SIN BALÓN**

TUBO ENDOTRAQUEAL ARMFLEX CURVO, SIN BALÓN

CÓDIGO:9700

1 tubo de PVC, curvo, reforzado con espiral flexible de acero inoxidable, graduado en cm., orificio distal pulido, atraumático. Ojo Murphy.
Conector estándar

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO



Medidas

3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 /
6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 /
10,0 mm

Recomendaciones de uso

El Tubo Endotraqueal Armflex curvo, sin balón, está indicado para ser aplicado en: – Procedimientos quirúrgicos de cabeza y cuello, en los cuales el tubo endotraqueal queda dispuesto debajo del campo operatorio, fuera del control visual directo del anestesista por períodos prolongados, con riesgo de sufrir compresiones, aplastamiento, acodaduras, etc.

– Intubación de vías aéreas con alteraciones anatómicas importantes en sus diámetros y ejes, por compresión de otros órganos o deformaciones propias.

La pared del tubo está reforzada con un espiral de acero inoxidable que le proporciona alta resistencia al acodamiento y al colapso de su lumen por compresión extrínseca.

